

FT B 18 : NOTICE POUR UTILISATION DU CAPTEUR "GO DIRECT EKG"



Allumer le capteur, le voyant du Bluetooth clignote rouge

Marche appui court/Arrêt appui




Allumer la console LabQuest

Capteurs/Configuration Appareil sans fil/Go Direct



Sélectionner votre console en sélectionnant son numéro ID parmi la liste des capteurs détectés.



Le capteur est prêt à être utilisé.

Le capteur peut aussi être connecté à la console LabQuest avec le câble USB.